



GENII®

s l e e p



BEDIENUNGSANLEITUNG  
USER MANUAL

a pulse to life

Vielen Dank für den Erwerb unseres Produktes. Sie haben sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt aus Österreich entschieden, welches in langjähriger Forschungsarbeit entstanden ist. Der akkubetriebene Impulsgenerator, welcher im Biofrequenzbereich pulsiert, simuliert das natürliche Erdmagnetfeld auf Basis der Schumann-Resonanz und wurde nach den neuesten Erkenntnissen auf dem Gebiet der geophysikalischen Strahlungsforschung entwickelt.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

*Thank you for choosing to purchase our product. You have chosen a high-quality product from Austria, which has been developed over many years of research. The battery-powered pulse generator, which operates in the natural frequency range, simulates the earth's natural magnetic field on the basis of the Schumann frequency and was designed according to the latest findings in the field of radiesthesia.*

*Please read this manual carefully before use.*

## WAS IST GENII®?

### WHAT IS GENII®?

Wenn der Energiefluss im Körper durch negative Umweltfaktoren wie geopathogene Einflüsse, Elektrosmog, Stress, ständige Überlastung und falsche Ernährung gestört ist, fühlt sich der Mensch oft müde, schwach und ausgelaugt. Er merkt deutlich, wie seine Energie schneller verbraucht wird und er verliert seine gewohnte Hochform.

GENII® ist ein akkubetriebener Impulsgenerator im Biofrequenzbereich, der ein natürliches – auf der Erdoberfläche vorkommendes – elektromagnetisches Feld auf Basis der Schumann-Resonanz herstellt und an den Körper abgibt. So wird über das Körperfeld das magnetisch-sensorische Immunsystem gestärkt und der Anwender gegen negative Umweltfaktoren geschützt sowie gegen Stress und Überforderung resistenter gemacht.

Die Schumann-Resonanz - und damit GENII® - hat positive Wirkung auf:

Melatoninproduktion

Stimmung und Leistungsfähigkeit

Hippocampusaktivierung

Immunsystem

*When the flow of energy in the body is disrupted by negative environmental factors such as geopathogenic influences, electromagnetic pollution, stress, constant overload and poor nutrition, a person often feels tired, weak and exhausted. They clearly notice their energy being consumed faster and they lose their usual top form.*

*GENII® is a battery-operated vibration generator that operates in the natural frequency range. It generates a natural electromagnetic field based on the Schumann frequency, which occurs on the surface of the earth, and transmits this to the body. GENII® therefore sets, like a conductor with a baton, the basic rhythm for the proper synchronisation of all vital processes in the body. A user of GENII® therefore gains resistance against stress and overload, regains their full capabilities and can recover as much as possible in their sleep.*

*The Schumann Resonance - and therefore GENII® - has scientifically proven positive effects on:*


Melatonin production

Mood and capability

Hippocampus activation

The immune system

SLEEP RELAXED



SLEEP INTENSE

SLEEP  
SPORTY

## WISSENSCHAFTLICHER HINTERGRUND?

### SCIENCE?

Wichtig für die Erkenntnisse der Wirkung der Schumann-Resonanz auf den menschlichen Organismus sind unter anderem wissenschaftliche Untersuchungen der NASA im Zuge der Weltraummissionen in den 70er-, 80er- und 90er-Jahren. Dabei wurde herausgefunden, dass das natürliche Erdmagnetfeld unter anderem Einfluss auf die natürliche Zellteilung sowie die Melatoninproduktion des Menschen hat. Eine Untersuchung wurde im Auftrag der NASA während der ersten bemannten Raumflüge durchgeführt. Es wurden erhebliche physiologische Probleme bei den Astronauten im Weltraum festgestellt, welche auf das fehlende elektromagnetische Feld der Schumann-Resonanz zurückgeführt werden konnten. Diese gesundheitlichen Beeinträchtigungen wurden bei nachfolgenden Missionen durch die Installation von Schumann - Wellen - Generatoren erfolgreich behoben. Darüber hinaus existieren in der Wissenschaft gesicherte Zusammenhänge zwischen den Intensitäten und Schwankungen des Erdmagnetfelds und den Stimmungs- und Bewusstseinslagen der Menschen. Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist eine Studie, die nachweisen konnte, dass die Schumann-Frequenz von 7,8 Hz im Hippocampus des menschlichen Gehirns vorkommt. Dieses Hirnareal ist für Aufmerksamkeit und Konzentration verantwortlich und beeinflusst direkt die Aufnahmefähigkeit. Da heute immer öfter Elektrosmog und andere Störzonen das natürliche elektromagnetische Feld der Erde überdecken, kann es langfristig zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen. Vor allem Menschen, die unter hohem psychischen und physischen Druck wie zum Beispiel Stress stehen, sind davon vermehrt betroffen. Durch die Abgabe des natürlichen elektromagnetischen Feldes an den Körper wirkt

GENII® wie ein Dirigent, der dem Körper laufend die notwendigen elektromagnetischen Steuerimpulse zukommen lässt und so für mehr Wohlbefinden und Ausgeglichenheit sorgt.


*Some of the important findings on the effect of the Schumann Resonance on the human body were made by the scientific studies of NASA in the course of space missions in the 70s, 80s and 90s. It was discovered that the earth's natural magnetic field has, among other things, an influence on natural cell division, as well as the production of melatonin in people. Studies were conducted by NASA during the first manned space flights. Major physiological problems were found with astronauts in space that could be traced back to the lack of the electromagnetic field of the Schumann Resonance. These health problems were successfully fixed in subsequent missions by installing generators of Schumann Waves. In addition, clear connections have been established by science between the intensities and fluctuations of the earth's magnetic field and the mood and mindsets of people. A study notable in this has proven that the Schumann Frequency of 7.8 Hz can be found in the hippocampus of the human brain. This area of the brain is responsible for attention, as well as concentration and absorption capacity, and directly affects performance. As today more and more pollution and other disturbances cover the earth's natural electromagnetic field, health problems can arise in the long-term. People who are under high physical and psychological pressure, and subject to stress, in particular, are being increasingly affected by this. By transmitting a natural electromagnetic field to the body, GENII® acts as a conductor to continuously provide the body with the necessary electromagnetic control impulses, thereby ensuring for greater well-being and balance.*

## INBETRIEBNAHME

### GETTING STARTED

Bitte laden Sie vor Inbetriebnahme das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel vollständig auf. Sie können das Gerät sowohl an der Steckdose laden aber auch am PC. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden. Wird das Gerät vom Ladegerät entfernt blinkt es in allen drei Farben und ist eingeschaltet. Die Akkulaufzeit mit einer vollen Ladung beträgt ca. 1 Woche. Es wird empfohlen ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät zu nutzen und nach dem Ladevorgang das Ladegerät von der Stromquelle zu nehmen.


*Please fully charge the device with the supplied USB cable before use. You can load the device both from a power socket but also from a PC. The charging time is approximately two hours. If the device is removed from the charger, it flashes in all three colours and is turned on. The battery life on a full charge is approximately one week. Please only use only the supplied USB Cable for charging and remove it after charging from the power source.*





## SIGNALE

### FEEDBACK



- Gerät blinkt BLAU : GENII® wird geladen

*If the device flashes BLUE:  
GENII® is being charged*

- Gerät blinkt GRÜN : GENII® ist geladen

*If the device flashes GREEN:  
GENII® is fully charged*

- Gerät blinkt in 3 Farben :
- GENII® wird eingeschaltet bzw.
- GENII® wird ausgeschaltet

*Device flashes in 3 colors:  
GENII® will turn on or  
GENII® will turn off*

- Blinkt bei der Programmüberprüfung  
bzw. beim Programmwechsel das Licht  
dreimal, so ist der Akku fast leer.

*Before the battery is empty, the light  
blinks three times when reviewing or  
changing the mode to indicate that  
GENII® needs to be charged.*

## BEDIENUNG

### OPERATION?

Die Bedienung der GENII®-Einheit erfolgt ausschließlich über den seitlich angebrachten Taster.

Feedback bekommen Sie über ein LED, welches im Knopf leuchtet.

*The GENII® unit is operated entirely with the button on the side.*

*You get feedback from an LED, which lights up the button on the side.*

### EIN / AUS ON / OFF



Durch langes Drücken der Bedientaste von etwa 3 Sekunden wird GENII® EIN bzw. AUS geschaltet. Der Knopf blinkt in 3 Farben.

*By holding the operating button for about three seconds, the GENII® is turned on or off. The button will flash in three colours.*

### PROGRAMMWECHSEL SWITCH



Durch kurzes, 2-maliges Drücken des Tasters kann der Modus gewechselt werden. Die Modi werden durch die 3 Farben grün, rot und blau symbolisiert.

*By quickly pressing twice on the button, the mode can be changed. The modes are symbolised by the three different colours – green, red and blue.*



## INHALT

PARTS

GENII® SLEEP  
GENII® SLEEP



LADEGERÄT  
CHARGER

SCHLAFBAND  
SLEEP BAND




USB KABEL  
USB CABLE

# PROGRAMME

## PROGRAMMS

GENII® SLEEP verfügt über 3 verschiedene Programme. Je nach Bedarf kann durch 2-maliges kurzes Drücken des Tasters zwischen diesen gewechselt werden. Das jeweilige Programm wird durch unterschiedliche Farben am Gerät dargestellt. Um das gerade aktive Programm anzuzeigen drücken Sie einmal kurz auf den Taster.

*GENII® SLEEP has three different modes. You can change between these, whenever you wish, by tapping twice on the button. The particular mode will be displayed on the device in different colours. To show the current mode, just tap the button once.*



## SLEEP RELAXED ENTSPANNTER SCHLAF



Das GENII® Programm „SLEEP RELAXED“ dient zum Abschalten, Entspannen und relaxten Einschlafen nach einem stressigen oder anstrengenden Tag. Es ist das ideale Programm zur Stressbewältigung oder zum Abschalten und Entspannen in stressigen Zeiten ob beruflich oder privat. Bitte auf keinen Fall beim Autofahren oder beim Bedienen von Maschinen verwenden!

*The GENII® program "SLEEP RELAXED" is recommended for relaxation and deep sleep after a stressful day. Use it to gain deep relaxation and a peaceful and deep sleep. Do not use this mode when driving or operating machines!*

## SLEEP INTENSE INTENSIVER SCHLAF



Das GENII® Programm „SLEEP INTENSE“ ist ein intensives Schlafprogramm für den tiefen und festen Schlaf und unterstützt den Träger mit einem speziellen Schwingungsdesign, welches bei emotionaler Aufgewühltheit körperlich, geistig und seelisch beruhigen kann. Es sorgt für tiefe entspannte Ruhephasen, wirkt damit nervenstärkend und unterstützt den Träger mit intellektueller Leistungsfähigkeit für den nächsten Tag. Bitte auf keinen Fall beim Autofahren oder beim Bedienen von Maschinen verwenden!

*The GENII® program "SLEEP INTENSE" is an intensive sleep program for deep and firm sleep. Wear it to calm down physically and mentally and gain reinforced nerves and better mental performance for the next day. Do not use this mode when driving or operating machines!*

## SLEEP SPORTY AKTIVIERENDER SCHLAF



Das GENII® Programm „SLEEP SPORTY“ ist ein spezielles Schlafprogramm zur intensiven Regeneration und zum Aufbau nach körperlicher Anstrengung, Sport oder Training. Stark beanspruchte Muskeln erfahren im Schlaf die optimale Regeneration. Bitte auf keinen Fall beim Autofahren oder beim Bedienen von Maschinen verwenden!

*The GENII® program "SLEEP SPORTY" is a special program for regeneration after physical exertion, sport or heavy training. Stressed muscles get the optimal regeneration during sleep. Do not use this mode when driving or operating machines!*

## INDIVIDUELLE PROGRAMME

### INDIVIDUAL PROGRAMS

GENII® SLEEP wird mit den Programmen "Sleep Relaxed", "Sleep Intense" und "Sleep Sporty" geliefert. Durch den innovativen Aufbau des Produktes ist es aber möglich das Gerät Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen. So können Sie in Zukunft über die Website neue Programme erwerben, diese über den PC individuell anpassen und auf Ihre GENII®-Einheit aufspielen. Es werden laufend neue Programm-designs erforscht und entwickelt um Ihr GENII® in Zukunft noch gezielter und passgenauer einsetzen zu können. GENII® ersetzt dabei keine ärztliche Diagnose oder Behandlung.

Alle Informationen zu den Programmen finden Sie auf [www.genii-health.com](http://www.genii-health.com).

*GENII® SLEEP is delivered with the three modes "Sleep Relaxed", "Sleep Intense" and "Sleep Sporty". Thanks to the innovative design of this product, it is also possible to adapt the device to suit your individual needs. You will be able in the future to buy new modes on the ([www.genii.info](http://www.genii.info)) website, adapt these on a PC and put them onto your GENII®. New mode designs are continually being researched and developed to make your GENII® even more specific and precisely suited to your needs in the future. Please note, GENII® cannot act as a substitute for a medical diagnosis or treatment.*

*Find more information about programs on [www.genii-health.com](http://www.genii-health.com)*

## WIRKUNG

### EFFECT

Es kann vorkommen – abhängig vom Organismus – dass sich die Wirkung von GENII® nicht sofort einstellt. Dank dem Feedback von GENII® Nutzern wissen wir, dass sich die Wirkung von GENII® in der Regel spätestens nach 3-5 Wochen einstellt. Geben Sie Ihrem Körper und GENII® Zeit. Aus diesem Grund wird empfohlen sich an die empfohlene Nutzungsdauer, die beim jeweiligen Programm auf [www.genii-health.com](http://www.genii-health.com) angegeben ist, zu halten.

*You may not feel the effect of GENII® right away. With the help of our GENII® users we found out that it took 3-5 weeks to clearly feel the effect. Give your body and GENII® time. For this reason it is recommended to keep the recommended usage time for the programs, which is indicated on [www.genii-health.com](http://www.genii-health.com).*

## TRAGEN VON GENII® SLEEP

### CARRYING GENII® SLEEP

SCHLAFBAND  
SLEEP BAND

GENII® →



## REINIGUNG & REPARATUR

### CLEANING AND REPAIR

Reinigen Sie das Gerät mit einem handfeuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine scharfen Reinigungsmittel oder Substanzen, die Verdünnungsmittel, Benzol oder andere organische Lösungsmittel enthalten. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an den Hersteller.

*Clean the appliance with a damp cloth. Do not use a strong detergent or substances, thinners, benzene, or other organic solvents to clean the device. If the device is not working properly or a repair is needed, contact your dealer or the manufacturer.*

## RECHTSHINWEISE

### LEGAL WARNING

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das angebotene Gerät, kein medizinisches Produkt im Sinne des Medizinproduktrechts darstellt. Das Produkt stellt keinen Ersatz für ärztliche Betreuung dar. Es kann maximal unterstützend wirken. Die Benutzung dieses Produktes sollte nicht dazu führen bei gesundheitlichen Beschwerden die Behandlung durch den Arzt auszuschließen oder zu unterbrechen. Verschriebene Medikamente sind nicht abzusetzen.

*We explicitly point out that the device is not a medical device as far as medical product law is concerned. The product is not a substitute for medical care. It can have a supportive impact at the most. Use of this product is no reason to avoid or interrupt treatment from a doctor if you have health complaints. Prescribed medications are not to be forgotten about after using this device.*



## GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCH WARRANTY

Auf die GENII® Einheit wird gegenüber dem Endkunden eine 24monatige Garantie ab Warenerhalt innerhalb der EU gewährleistet. Ansprüche aus dieser Garantie sind unter Vorlage des Kaufbeleges, direkt beim Händler oder gegenüber der GENII® GmbH, Mondscheingasse 6, 8010 Graz, Österreich geltend zu machen. Schäden, die durch Gebrauch, Unfälle oder normalen Verschleiß entstehen, sind nicht von der Garantie oder anderen Garantien gedeckt. Die GENII® GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Neben- oder Folgeschäden, die sich aus einem unsachgemäßen Gebrauch des Produkts ergeben. Die Gewährleistung deckt darüber hinaus nicht die Reparatur von Schäden die durch unsachgemäße Verwendung entstanden sind. Bei Öffnen des Gerätes erlischt der Gewährleistungsanspruch. Detaillierte Informationen finden Sie hier:

<http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005815>

*The GENII® Unit comes with a 24-month warranty within the EU for customers from the receipt of the goods. Claims are to be made under this guarantee by presenting proof of purchase to the retailer or to GENII® GmbH, Mondscheingasse 6, 8010 Graz, Austria. Damage caused by use, accidents, or normal wear and tear is not covered under the warranty or other warranties. This warranty does not cover repair of damage caused by improper use either. By opening up the device, the warranty claim is invalidated. GENII® GmbH assumes no liability for incidental or consequential damage resulting from improper use of the product. You can find detailed information here:*

*[http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?](http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005815)*

*Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005815*

## SICHERHEITSHINWEISE

### SAFETY INSTRUCTIONS

Verändern oder reparieren Sie auf keinen Fall die Elektronik und nehmen Sie auch keine sonstigen Veränderungen vor. Führen Sie keine Fremdkörper aus Metall in die elektronischen Kontakte des Gerätes. Bei Nichtfunktionieren der Kontrollleuchte oder sonstigen Problemen wenden Sie sich bitte an den Händler. Bewahren Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung auf. Das Gerät ist nicht wasserdicht und sollte auch vor Spritzwasser geschützt werden. Legen Sie das Gerät nicht in die unmittelbare Nähe von starken elektromagnetischen Quellen. Setzen Sie das Gerät nicht unmittelbarer Sonnenbestrahlung aus, da sonst die Elektronik beschädigt werden kann und sich eine Verformung des Gehäuses durch die Hitze einwirkung einstellen kann. Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise tragen Sie zum Umweltschutz bei. Lassen Sie das Gerät nicht bei großer Hitze im Auto, in der heißen Sonne oder in der Nähe einer Wärmequelle liegen. Achten Sie darauf, dass es im Schatten liegt.

*Do not alter or repair the electronics at all or make any other changes. Do not place foreign objects made of metal into the electronic contacts of the device. If the control lights are not working or you experience other problems, please contact your retailer. Do not store the appliance in damp or dusty environments. The device is not waterproof and should also be kept clear of splashed water. Do not place the appliance in the immediate vicinity of strong electromagnetic sources. Do not dispose of it in normal household waste after the end of its working life. Take it to a recycling facility or an official collection point. In this way, you can help the environment. Do not leave the appliance in intense heat in the car, in the hot sun, or close to heat sources. Make sure that it is in the shade.*

## TECHNIK & MATERIAL

### TEC SPEC & MATERIAL

Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +40 °C  
Feuchtigkeit: 85 % oder weniger

Abmessungen GENII® SLEEP-Einheit:  
43x33x10mm (LxBxH)  
Batterie: 0,4 Wh Lithium-Polymer-Akku

Das GENII® SLEEP Gehäuse besteht aus hochwertigem Olivenholz, das nachhaltig gewonnen wurde. Das Stoffband garantiert während dem Schlaf einen angenehmen Tragekomfort und besteht aus 70% Polyester und 30% Elasthan.

Das Gerät ist nicht wasserdicht und sollte auch vor Spitzwasser ferngehalten werden.

*Operating temperature range: -10 ° C to +40 ° C  
Humidity: 85% or less*

*Dimensions GENII® SLEEP unit:  
43x33x10mm (Lx WxH)  
Battery: 0.4 Wh lithium-polymer battery*

*GENII® SLEEP is made from high quality and sustainable olive wood. The fabric strap ensures high degree of comfort and is made of 70% polyester and 30% spandex.*

*The device is not waterproof and should also be kept clear of splashed water.*

[www.genii-health.com](http://www.genii-health.com)

©GENII® 2017  
all rights reserved

GENII® Forschungs und Vertriebs GmbH  
Mondscheingasse 6  
A-8010 Graz  
+43 (0) 316 22 57 53  
office@genii.info